

Gamme de seringues PICO Radiometer

RADIOMETER 				Descriptif de la protection d'aiguille	Diamètre des aiguilles en Gauge 			Longueur des aiguilles en mm 			Suggestions d'utilisation
Nom	Réf.	Volume	Bouchon classique pour une fermeture hermétique après la purge	 Protection d'aiguille intégrée coulissante  Cube bleu classique	22G	23G	25G	16	25	32	
											
PICO 50	956-552	0,3-2 ml		sans aiguille							Cathéter Aspiration Manuelle cathé veineux cordon montage veineux avec robinet Montage d'aiguille spécifique ou de système de prélèvement à ailette
PICO 70	956-518	0,3-1,5 ml		sans aiguille							Cathéter Auto-remplissage Cathé artériel Montage d'aiguille spécifique ou de système de prélèvement à ailette
PICO 70	956-522	0,3-1,5 ml			22G				25		Ponction artérielle auto remplissage Fémorale
PICO 70	956-525	0,3-1,5 ml			22G					32	Ponction artérielle auto remplissage Fémorale
PICO 70	956-529	0,3-1,5 ml				23G		16			Ponction artérielle auto remplissage Radiale courte
PICO 70	956-533	0,3-1,5 ml				23G			25		Ponction artérielle auto remplissage Radiale longue
PICO 70	956-534	0,3-1,5 ml				23G				32	Ponction artérielle auto remplissage Radiale très longue
PICO 70	956-547	0,3-1,5 ml					25G	16			Ponction artérielle auto remplissage Pédiatrique
safePICO 70	956-608	0,3-1,5 ml			22G					32	Ponction artérielle auto remplissage Fémorale
safePICO 70	956-609	0,3-1,5 ml				23G		16			Ponction artérielle auto remplissage Radiale courte
safePICO 70	956-624	0,3-1,5 ml				23G			25		Ponction artérielle auto remplissage Radiale longue